




The Classic

- GB** Intended use: This device is to help elderly and disabled people reach and pick up items.
- ES** Uso previsto: Este dispositivo es para ayudar a las personas mayores y discapacitadas a alcanzar y recoger artículos.
- FR** Utilisation prévue: Cet appareil est destiné à aider les personnes âgées et handicapées à atteindre et à ramasser des objets.
- DE** Verwendungszweck: Die Greifhilfen erleichtern das Heranholen und Weglegen von Gegenständen fast jeder Art.
- NL** Beoogd gebruik: Dit apparaat is bedoeld om ouderen en gehandicaptten te helpen bij het bereiken en oppakken van voorwerpen.


- GB** Magnetic tip and dressing post
- ES** Punta magnética y vestidor post
- FR** Embout magnétique et le pansement post
- DE** Magnet und kleiner Haken (Anziehhilfe)
- NL** Magnetische tip en dressing post



HA6126 - 26"/66cm Classic
HA6132 - 32"/81cm Classic


- GB** Grooved jaw
- ES** Mandíbula ranurado
- FR** Mâchoires à gorge
- DE** Greifzange mit Rillenprofil
- NL** Gegroefde jaw


- GB** Hooked trigger for dressing
- ES** Disparador para vestirse con gancho
- FR** Accroché trigger de pansement
- DE** Zughebel schließt / öffnet die Greifzange
- NL** Vastgehaakt trigger voor dressing



- GB** Sturdy handle
- ES** Asa resistente
- FR** Poignée robuste
- DE** Ergonomischer Griff
- NL** Stevig handvat

- GB** Clean with mild detergent
- ES** Limpiar con detergente suave
- FR** Nettoyer avec un détergent doux
- DE** Mit mildem Reinigungsmittel reinigen
- NL** Schoonmaken met mild schoonmaakmiddel

-  **GB** Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.
- ES** Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo debe informarse al fabricante, y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario y / o paciente.
 - FR** Tout incident grave survenu suite à l'utilisation de cet appareil doit être signalé au fabricant. Et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.
 - DE** Jeder schwerwiegende Vorfall, der in Bezug auf dieses Gerät aufgetreten ist, sollte dem Hersteller gemeldet werden und die zuständige Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist.
 - NL** Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot dit apparaat moet aan de fabrikant worden gemeld en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

-  **GB** DO NOT use for picking up items above 60°C. DO NOT use as a walking aid. DO NOT lift objects greater than 1kg.
- ES** No lo utilice para recoger objetos con temperatura superior a 60. No lo utilice como andador. No lo utilice para levantar objetos de más de 1kg.
 - FR** Ne pas utiliser pour ramasser des objets au-dessus de 60 degrés C. Ne pas utiliser comme dispositif d'aide à la marche. Ne pas soulever d'objets qui pèsent plus de 1 kilogramme.
 - DE** Greifen Sie keine Gegenstände, die heißer also 60oC sind. Nicht als Gehhilfe verwenden. Greifen Sie keine Gegenstände mit einem Gewicht von mehr als 1kg.
 - NL** Niet gebruiken voor het oppakken van objecten met een temperatuur boven 60°C. Niet gebruiken als loophulpmiddel of wandelstok. Til Geen objecten op die zwaarder zijn dan 1kg.

 The Helping Hand Company Ltd
 Bromyard Road, Ledbury
 HR8 1NS, **United Kingdom**



EC REP INTERNATIONAL ASSOCIATES
 AUDITING & CERTIFICATION LTD
 The Black Church, St. Mary's Place,
 Dublin, D07 P4AX Ireland

 **Product is 82% recyclable**

Tel: **+44 (0)1531 635678**
 sales@**HelpingHand**.co.uk
 www.**HHADLEssentials**.co.uk




The Helping Hand
 Company